

Cosa può fare?

- vedere i propri pesi e aggiungerne di nuovi. Può modificare solamente l'ultimo peso inserito (weight.json)
- vedere i propri task e segnarli come completati (cartella tasks)
- vedere i dati iniziali della gravidanza (initial_data.json)
- vedere i dati rilevati dai dispositivi (cartella measures tutti i json)
- vedere la lista dei propri medici e i loro dati (patient.json)
- inviare o ricevere messaggi per comunicare con i medici (cartella messages tutti i json)
- vedere e modificare i propri dati personali e di login (patient.json e login.json)

PAZIENTE

Cosa può fare?

- vedere i pesi delle sue pazienti (weight.json)
- assegnare nuovi task, vedere, modificare e eliminare quelli già assegnati (cartella tasks tutti i json)
- vedere i dati iniziali di gravidanza delle pazienti e modificare solo il parametro twin (initial_data.json)
- vedere i dati rilevati dai dispositivi per ogni paziente (cartella measures tutti i json)
- vedere la lista delle proprie pazienti e i loro dati (medic.json)
- inviare o ricevere messaggi per comunicare con le pazienti (cartella messages tutti i json)
- vedere e modificare i propri dati personali e di login (medic.json e login.json)

MEDICO

Cosa si può fare? (cartella measures tutti i json)

- vedere la lista di tutti i rilevamenti per singolo dispositivo con la possibilità di filtrarli per singola data o per un intervallo di date
- vedere i valori totali del fitbit per singola data
- vedere i valori totali di hue e sensore per singola data o per un intervallo di date

MISURE

Cosa si può fare?

- vedere la lista di tutti i task personali e filtrarli per data o per intervallo di date, filtrarli per eseguiti o non. La paziente può inoltre filtrare i task per singolo medico, mentre il medico può filtrarli per singola paziente (tutti i json nelle cartelle general, activities e diets)
- creare, modificare e eliminare un task per il medico, segnarli come completati per la paziente (tasks.json)

TASK

Cosa si può fare? (initial_data.json)

- dati in sola lettura per la paziente
- il medico può visualizzare i dati e può settare eventualmente il valore twin

DATI INIZIALI
GRAVIDANZA

Cosa si può fare? (weight.json)

- la paziente può visualizzare i propri pesi, aggiungerne di nuovi e modificare solamente il valore peso dell'ultimo dato peso inserito
- il medico può visualizzare i pesi di ogni sua paziente

PESI

Cosa si può fare? (cartella messages tutti i json)

- vedere tutti i messaggi ricevuti e inviati con la possibilità di filtrarli per singola data o per un intervallo di date
- la paziente può filtrare i messaggi per singolo medico
- il medico può filtrare i messaggi per singola paziente
- creare un nuovo messaggio

MESSAGGI

Cosa si può fare? (login.json)

- visualizzare i propri dati di login e modificarli

DATI LOGIN